



**Ćwiczenie: Walidacja metody oznaczania losartanu, torasemidu, spironolaktonu i valsartanu metodą RP-HPLC**




**Losartan**

(4-chloro-1-butyl-2-[[2'-(1H-tetrazol-5-ilo) bifenyli-4-ilo]metylo]-1H-imidazol-5-ilo) metanol




**Spironolakton**

7 $\alpha$ -acetylotio-3-keto-17 $\alpha$ -pregn-4-ene-21,17-karbolakton



**Torasemid**

N-[(izopropylamino)karbonylo]-4-[(3-metylofenylo) amino] pirydyno-3-sulfoamid



**Valsartan**

(S) -3-metylo-2- (N - {[2' - (2H-1,2,3,4-tetrazol-5-ilo) bifenyli-4-ilo] metylo} pentanamido) butanowy kwas

Opracowano warunki rozdzielania i przeprowadzono walidację substancji czynnych o działaniu hipotensyjnym z różnych grup farmakologicznych w wykorzystaniu metody HPLC-DAD.


Walidacja metody jest systematyczną oceną postępowania analitycznego, mającą na celu wykazanie, że jest ono naukowo prawidłowe w warunkach, w których ma być zastosowane. Walidacja metody wymaga sprawdzenia następujących parametrów analitycznych: liniowości, granicy wykrywalności (LOD) i oznaczalności (LOQ), precyzji, precyzji pośredniej, dokładności, odporności metody (robustness).

## 1. Aparatura

Chromatograf cieczowy LaChrom Elite wyposażony w pompę tłokową, degazer, autosampler, kolumnę ACE C18 100A, Advanced Chromatography Technologies (**Aberdeen**, Scotland) – o średnicy ziaren 5  $\mu\text{m}$ , długości 250 mm i średnicy wewnętrznej 4,6 mm wyposażoną w prekolumnę, detektor DAD, komputerowy system rejestracji i przetwarzania danych.

## 2. Warunki rozdzielania i detekcji:

- faza ruchoma: bufor fosforanowy pH= 3,0 - acetonitryl - metanol (30 : 20 : 50 v/v/v)
- szybkość przepływu fazy ruchomej: 1,0 ml/min
- temperatura kolumny – 25°C
- ciśnienie na wlocie kolumny - 125 bar
- objętość próbki dozowanej na kolumnę 20  $\mu\text{l}$
- detekcja spektrofotometryczna przy 230 nm



Rys 1. Przykładowy chromatogram rozdzielania badanych związków uzyskany w zastosowanych warunkach chromatograficznych.

## Liniowość

Określa zdolność uzyskiwania wartości mierzonych, które są wprost proporcjonalne do stężenia analitu w próbkach. W celu zbadania liniowości sporządzono 5 roztworów wzorcowych o różnych stężeniach i przeprowadzono analizę chromatograficzną w podanych powyżej warunkach.

**Równanie prostej**

$$y = ax + b$$

**a** – współczynnik kierunkowy prostej

**b** - wyraz wolny

$$a = \frac{n \sum(xy) - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{\sum y - a \sum x}{n}$$

$$r = \frac{n \sum(xy) - \sum x \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} [n \sum y^2 - (\sum y)^2]}$$

**Istotność wyrazu wolnego**

Błąd standardowy wyrazu wolnego b obliczyć z wzoru:

$$S_b = S_y \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n \sum (x_i - \bar{x})^2}}$$

Równanie oceniające istotność wyrazu wolnego ma postać

$$t = \frac{b}{S_b}$$

Jeżeli  $t < t_{\alpha, f}$  ( $\alpha = 0,05$  i  $f = n - 2$ ) to wyraz wolny jest nieistotny statystycznie.

$\alpha$  - poziom istotności

f – liczba stopni swobody

**Tabela . Wartość współczynnika t w zależności od liczby stopni swobody**

<b>Stopnie swobody f</b>	<b>Poziom istotności <math>\alpha = 0,05</math></b>
<b>1</b>	12,706
<b>2</b>	4,403
<b>3</b>	3,182
<b>4</b>	2,776
<b>5</b>	2,571
<b>6</b>	2,447
<b>7</b>	2,365
<b>8</b>	2,306
<b>9</b>	2,262
<b>10</b>	2,218

Na podstawie uzyskanych wyników oraz podanych wzorów obliczyć współczynniki kierunkowe prostych, wyrazy wolne, współczynniki korelacji oraz istotność wyrazów wolnych. Poprawność obliczonych wyników sprawdzić korzystając z programu Statystyka. Ponadto przy pomocy ww. programu dokonać analizy reszt za pomocą testu Shapiro – Wilka a uzyskane wyniki umieścić w sprawozdaniu.

### **Granica wykrywalności i oznaczalności**

Za granicę wykrywalności (*limit of detection*) LOD przyjmuje się takie stężenie (ilość) analitu, który daje wartość sygnału analitycznego ok. 2-3 razy większą od poziomu szumów. Można ją również wyznaczyć ze wzoru:

$$\text{LOD} = \frac{3,3 S_y}{a}$$

Za granicę oznaczalności (*limit of quantitation*) LOQ przyjmuje się takie minimalne stężenie (ilość) analitu, które daje sygnał, umożliwiający uzyskanie precyzyjnych i dokładnych wyników. Akceptowany jest sygnał ok. 10 razy większy od poziomu szumów. Można ją również wyznaczyć ze wzoru:

$$\text{LOQ} = \frac{10 S_y}{a}$$

**a** – współczynnik kierunkowy prostej

**S<sub>y</sub>** - standardowy błąd estymacji

$$S_y = \sqrt{\frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{n - 2}}$$

**y<sub>i</sub>** – uzyskana wartość **y**

**$\hat{y}_i$**  - wartość **y** wyliczona z równania regresji **y = ax + b**

**Korzystając z podanych powyżej wzorów oraz wyników analiz chromatograficznych obliczyć S<sub>y</sub> oraz LOD i LOQ.**

### **Precyzja i precyzja pośrednia**

Precyzja wyraża stopień zgodności pomiędzy poszczególnymi wynikami analiz, powtarzanymi wielokrotnie np. dla n=6 na jednym poziomie stężeń lub dla n=3 na trzech poziomach stężeń. Do porównania precyzji wykorzystuje się wartość względnego odchylenia standardowego wyrażoną w procentach (%RSD).

**Precyzja pośrednia** - wyraża precyzję wyników otrzymanych w różnych dniach i wykonanych przez innego analityka ale w tym samym laboratorium.

$$S = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$RSD = \frac{S}{\bar{x}} 100\%$$

**Na podstawie wyników uzyskanych dla precyzji i precyzji pośredniej otrzymanych dla 3 poziomów stężeń obliczyć wartości %RSD.**

### **Dokładność**

Sprawdza stopień zgodności uzyskanych wyników z wartością rzeczywistą. Dokładność można przedstawić jako % odzysku analitu dodanego do znanej ilości próbki lub jako różnicę pomiędzy średnią i akceptowaną wartością prawdziwą.

**Korzystając z uzyskanych na chromatogramach pól powierzchni i stężenia dodanych wzorców losartanu, spironolaktonu, torasemidu i valsartanu obliczyć odzysk.**

### **Zakres metody**

Obejmuje obszar pomiędzy górnym i dolnym przedziałem stężeń w którym wykazano, że oznaczenia można prowadzić z akceptowaną precyzją, dokładnością i liniowością.

**Obliczone wyniki walidacji metody oraz kryteria akceptacji umieścić w sprawozdaniu. Wyciągnąć wnioski czy metoda spełnia kryteria akceptacji i nadaje się do analizy ilościowej badanych związków w surowicy.**

### **Literatura:**

1. J. Pawełczyk, M. Zając „Walidacja metod analizy chemicznej. Przykład walidacji metod” Akademia im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2005.
2. ICH-Q2, (R1) Validation and Analytical Procedures: Text and Methodology, International Conference on Harmonization, Geneva, November 2005,  
[http://www.ich.org/fileadmin/Public\\_Web\\_Site/ICH\\_Products/Guidelines/Quality/Q2\\_R1/Step4/Q2\\_R1\\_Guideline.pdf](http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q2_R1/Step4/Q2_R1_Guideline.pdf).